



泽浩科技

2014 细胞培养常卖试剂促销单



关注泽浩科技微信
微信号: zh4008700545



加入泽浩科技QQ
订货QQ: 400 8700 545

动物血清 Animal Serum



- BIOIND 血清完全符合美国农业部标准, 原始血清采自未发生疯牛病 (BSE) 和口蹄疫 (FMD) 疫情的国家。所有 Biological Industries 工厂加工的胎牛血清均符合 USDA 标准。
- BIOIND 血清完全符合 GMP 的生产要求, 并通过了 ISO9001: 2000 和 ISO13485:2003 质量认证。
- BIOIND 胎牛血清生产过程完全遵循欧洲国会关于 **体内诊断指示 (IVDD78/79/EC)** 的标准。
此产品拥有 **CE 认证**, 可在所有欧洲国家合法出售, 并用于体外诊断。
- 欧洲药品监督管理局为 Biological Industries 颁发了 BSE 安全许可证书, 其产品通过了欧洲药典的检测标准。

惊爆价

中美血清买十送一

正在进行中。。。。

货 号	品 名	描 述	规 格	目录价	特 价
04-001-1B	特级胎牛血清-中美 原装进口	内毒素含量 $\leq 10\text{EU/ml}$ 血红蛋白含量	100ml	电询	电询
04-001-1A		$\leq 10\text{mg/dl}$ 中美血源的胎牛血清来自巴拿	500ml	电询	电询
04-001AUS-1A	特级胎牛血清-澳洲 原装进口	马, 该地区未发生过疯牛病疫情	500ml	电询	电询
04-400-1A	金牌间充质干细胞专用胎牛血清	经骨髓、脂肪组织及脐带来源的间充质干 细胞传代及分化比例验证	500ml	电询	电询
04-002-1A	金牌胚胎干细胞专用胎牛血清 (人, 小鼠) (也适用于各种珍贵细胞株培养)	经过培养 ES-D3 细胞(对细胞毒性敏感, 易分化)筛选的, 专为胚胎干细胞培养而 筛选的最高品质的特级胎牛血清	500ml	电询	电询
04-121-1A	热灭活特级胎牛血清	热灭活可以破坏补体, 用于细胞表面抗原 抗体研究, 提供更多品种热灭活血清。	500ml	电询	电询
04-201-1B	炭吸附特级胎牛血清	用活性炭过滤血清, 以去除其中的激素,	100ml	电询	电询
04-201-1A		使其含量降到某个很低的范围。主要用于 受体研究和雌激素相关研究。	500ml	电询	电询
04-011-1A	透析特级胎牛血清	去除血清中的小分子物质, 次黄嘌呤和胸 腺核苷降低到正常测定方法检测不到的 超低含量	500ml	电询	电询
04-102-1A	新生牛血清-澳洲血源 原装进口	出生 10日内 新生牛	500ml	电询	电询

其他品牌优质血清

货 号	品 名	规 格	特 价	品 牌
SH30084.03	优等澳大利亚胎牛血清 持续涨价中!!!	500ml	电询	
SH30074.02	供体马血清, 美国来源	100ml	电询	
SH30074.03		500ml	电询	
10099-141	澳大利亚胎牛血清 持续涨价中!!!	500ml	电询	
16010-159	新西兰新生牛血清 出生 14日内 新生牛	500ml	电询	
SJQT1001	优级胎牛血清(无噬菌体, 低内毒素)	100ml	电询	
SJQ0200	超级新生牛血清(无支原体)	200ml	电询	
002000-100ml	无菌脱纤维绵羊血	100ml	电询	
001003/4	绵羊血清 / 山羊血清 / 马血清	100ml	电询	
001008/9	兔血清 / 驴血清 / 鸡血清	100ml	电询	

另提供多种动物血清: 豚鼠血清、大/小鼠血清、鸡血清、马血清、狗血清、猴血清.....敬请询价

温馨小贴士:

是否有必要做热灭活吗?

热灭活的作用主要是去除补体! 实验显示, 经过正确处理的热灭活血清, **对细胞生长只有微小的促进, 或完全没有任何作用**, 甚至通常因为高温处理影响了血清的质量, 而造成细胞生长速率的降低。而经过热处理的血清, 沉淀物的形成会显著的增多, 因此我们建议您, 若非必须, 您可以不需要做热灭活这一步。如此以来, 不但节省您宝贵的时间, 更确保您血清的质量!

液体细胞培养基 原装进口

目录号	品 名	描 述	500ml 体验价	品 牌
01-100-1A	RPMI-1640	含 L-谷氨酰胺	电询	
01-052-1A	DMEM / 高糖	含 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠		
02-023-1A	D-PBS	不含钙、镁和酚红, 胚胎专用		



HyClone 液体细胞培养基 500ml 超值装

目录号	品名	描述	目录号	品名	描述
SH30809.01B	RPMI-1640	含 L-谷氨酰胺, 无硝酸钙	SH30026.01B	Ham's F-12	含 L-谷氨酰胺
SH30021.01B	DMEM / 低糖	含 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠	SH30253.01B	M199	EBSS 含 L-谷氨酰胺
SH30243.01B	DMEM / 高糖	含 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠	SH30228.01B	IMDM	含 L-谷氨酰胺和 HEPES
SH30022.01B	DMEM / 高糖	含 L-谷氨酰胺, 不含丙酮酸钠	SH30256.01B	PBS 0.0067M	磷酸盐, 不含钙、镁和酚红
SH30023.01B	DMEM / F-12	含 L-谷氨酰胺和 HEPES (1:1)	SH30028.01B	D-PBS	不含钙、镁和酚红
SH30024.01B	MEM	EBSS 含 L-谷氨酰胺	SH30030.02B	Hanks	1X, 含钙, 镁, 酚红
SH30265.01B	a-MEM	含 L-谷氨酰胺、DNA 和 RNA	SH30529.02B	无菌超纯水	细胞培养级, 无内毒素

干粉细胞培养基 保证正品, 假一罚十

目录号	品名	描述	规格	特价	品牌
31800-022	RPMI 1640 Medium	含 L-谷氨酰胺, 无碳酸氢钠	10X1L	电询	
12800-017	DMEM/高糖培养基	含 L-谷氨酰胺, 丙酮酸钠			
31600-034	DMEM/低糖培养基	含 L-谷氨酰胺, 丙酮酸钠			
41500-034	MEM 培养基	无碳酸氢钠			



细胞转染 FuGENE® 6 和 FuGENE® HD 非脂质体转染试剂 高效低毒

用于将DNA 转染到多种细胞系中, 高效低毒。该方案无需去除血清或培养基, 导入试剂/ DNA 复合物后, 也无需洗涤或更换培养基。 • 经验证的可靠性能, 对多种细胞类型均有效: 用 FuGENE®系列转染试剂发表的参考文献多达数千篇。 • 更具生物相关性: 毒性更低, 对生理过程影响更小。 • 操作简单: 无需更换培养基, 给细胞培养环境带来的变化更小, 与血清兼容。

目录号	产品	规格	目录价	促销价	品牌
E2693	FuGENE® 6 Transfection Reagent 非脂质体转染, 含有微量动物源成分, 细胞融合度推荐 50%-80%	0.5ml	电询	电询	
E2691		1ml	电询	电询	
E2692		5 X 1ml	电询	电询	
E2311	FuGENE® HD Transfection Reagent 不含动物源对难转的细胞效果更明显, 细胞融合度>80%也适用	1ml	电询	电询	
E2312		5 X 1ml	电询	电询	
11668-027	Lipofectamine 2000 Transfection Reagent	0.75ml	电询	电询	
11668-019	脂质体 2000 转染试剂	1.5ml			

细胞活力检测 即用型一步法 (MTT、CK8、XTT、WST-1 的替代产品) 最低成本 0.2 元/孔 (96 孔)

MTS 新型四唑盐可与线粒体琥珀酸脱氢酶反应产生可溶性甲瓖。活细胞检测, 摆脱了传统 MTT 法操作复杂费时, 需去除培养基上清, 加入有机溶剂, 误差大等多方面的问题。是 Promega 细胞活力检测的金牌产品。



目录号	产品	规格	目录价	促销价	礼品卡
G3582	CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay MTS 一步法细胞活力检测试剂盒	200 孔	电询	电询	电询
G3580		1,000 孔	电询	电询	电询
G3581		5,000 孔	电询	电询	电询
G1112	CellTiter 96® AQueous MTS Reagent Powder MTS 粉末 搭配 PMS 使用前混合	250mg	电询	电询	约 6000 孔
G1111		1g	电询	电询	约 25000 孔
P9625	PMS 吩噻硫酸甲酯 ≥90% (UV) (Sigma 品牌)	500mg		电询	约 50 万孔
210222701	MTT 噻唑蓝 Purity: ≥98% (MP 品牌)	1g		电询	约 10000 孔
0219605580	DMSO 二甲基亚砜 细胞培养级别 (MP 品牌)	100ml		电询	约 600 孔
0219605590	DMSO 二甲基亚砜 细胞培养级别 (MP 品牌)	500ml		电询	约 3000 孔

产品	工作液浓度	配制缓冲液	辅助溶液	配制后溶液稳定性	用量/孔	反复冻融	操作步骤	检测模式	有机溶剂溶解	操作时间	悬浮细胞	误差
MTT 粉末	5mg/ml	PBS	DMSO 溶液	4℃ 2 周	10ul	避免	复杂	溶解细胞	需要	>1-4h	难	高
MTS 粉末	2mg/ml	DPBS	PMS	4℃ 6 周	20ul	10 次	一步	活细胞	无需	<1-4h	适合	低

常用细胞培养试剂 为了您实验进程的顺利和数据的准确可靠，请购买原装试剂！以下均为原装试剂

目录号	品名	描述	规格	特 价	品牌
LTS1077	人外周血淋巴细胞分离液	适用于从血液分离所需细胞	200ml	电询	TBD
P8610-200ml	人外周血淋巴细胞分离液	用于从血液及组织匀浆中分离所需细胞。	200ml	电询	solarbio
P8620	小鼠外周血淋巴细胞分离液	密度：1.0920±0.0001g/ml	200ml	电询	solarbio
0219536980	Percoll®细胞分离液	密度梯度分离液	100ml	电询	美国 MP 原装
0219482410	FICOLL®400 聚蔗糖 400	Molecular Weight ~400,000	10g	电询	美国 MP 原装
25030-081	L-谷氨酰胺溶液(200mM) 100X	含谷氨酰胺 200mM(29.2mg/ml) 无菌	100ml	电询	Invitrogen
SH30238.01	非必需氨基酸溶液(100 倍)	含七种非必需氨基酸各 10mM	100ml	电询	Hyclone
31985-070	Opti-MEM I	Reduced-Serum Medium (1X), liquid	500ml	电询	Invitrogen
MB2047	青霉素 G 钠盐 Penicillin G	>1500U/mg, USP, BR	25g	电询	meilunbio
03-031-1B	青霉素-链霉素溶液	含有青霉素 1 万单位(Base/ml)和链霉素 1 万 ug(Base/ml)在 0.85% NaCl 中	100ml	电询	超值热卖
03-032-1B	青霉素-链霉素 制霉菌素溶液	(1 万单位青霉素/ml, 10mg 硫酸链霉素 /ml, 1250 单位制霉菌素/ml)	100ml	电询	
03-033-1B	青霉素-链霉素 两性霉素 B 溶液	(1 万单位青霉素/ml, 10mg 硫酸链霉素 /ml, 25mg 两性霉素 B/ml)	100ml	电询	
E859-1G	G-418 Sulfate	G418 硫酸盐	1g	电询	Amresco 原装
0215357125	猪胰蛋白酶 1:250	Trypsin 1:250 porcine pancreas	25g	电询	美国 MP 原装
03-050-1B 03-050-1A	胰蛋白酶溶液 (0.25%)	2.5g 猪胰蛋白酶(1:250)和 0.2g 的 EDTA 溶于 1L HBSS。不含 Ca、Mg。	100ml 500ml	电询	超值热卖
03-053-1B 03-053-1A	胰蛋白酶溶液 (0.05%)	0.5g 猪胰蛋白酶(1:250)和 0.2g 的 EDTA 溶于 1L HBSS。不含 Ca、Mg，含酚红	100ml 500ml	电询	
03-047-1B 03-047-1A	水晶胰蛋白酶 200mg/L (不含酚红)	与天然胰酶相比，可更好的保持细胞的活性细胞。不会因为时间等因素而受到伤害	100ml 500ml	电询	
03-071-1B	细胞分离试剂 (71 号) (非水解酶)	非酶活性，无蛋白，无动物源的溶液，温和消化贴壁细胞，不受时间影响	100ml	电询	
03-072-1B	木瓜蛋白酶分离溶液	高效、温和。常用于视网神经细胞及平滑肌细胞分离	100ml	电询	
03-048-1C	大豆胰酶抑制剂 50X	用于无血清培养系统，终止胰酶的消化作用，避免使用血清 5mg/ml	20ml	电询	
41-975-100	人重组胰岛素	≥27.5 Units/mg 细胞培养级别	100mg	电询	
MB4185 -25g	丙酮酸钠	99%	25g	电询	meilunbio
MB4681-10g	台盼蓝 (曲利苯蓝)	染色法细胞活力鉴定	10g	电询	meilunbio
D2650-5X10ML	DMSO 二甲基亚砷	细胞培养级 无菌	5X10ml	电询	Sigma 原装
H6136	Hanks 平衡盐	Hanks' Balanced Salts	10X1L	电询	Sigma 原装
H1045	D-Hanks (HBSS)	不含钙镁，不含酚红	500ml	电询	solarbio
0219483483	β-巯基乙醇	分子生物学级	250ml	电询	 原装进口 
092810305	PBS 片剂 (不含钙镁)	1 Tablet = 100 ml	100 片	电询	
04800687	GLYCEROL 甘油 超级纯	purity: 99.5%	500ml	电询	
0219454980	HEPES	细胞培养级别 ≥99%	100g	电询	
0219402491	D-葡萄糖 无水	分子生物级别	1kg	电询	
0218054980	牛血清白蛋白	Standard Grade	100g	电询	
0290177190	GELATIN 明胶	食品级别，used for a variety of cell typs	500g	电询	
02195262.1	IBMX 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤	3-ISOBUTYL-1-METHYLXANTHINE	100mg	电询	
02195109.1	CollagenaseI/胶原酶 I	Activity: □125 units per mg solid.	100mg	电询	
02100502.1	CollagenaseII/胶原酶 II	Activity: ≥125 units/mg dry weight.	100mg	电询	
0219511080	CollagenaseIV /胶原酶 IV	Activity: ≥160 units per mg solid.	100mg	电询	

支原体抗污染处理系列

支原体是一种大小介于细菌和病毒之间(最小直径 0.2um)并独立生活的微生物。国内外研究表明,在细胞培养中支原体感染发生率 达到 63% 产品从预防到快速检测,以及抗污染,我们提出了一整套的处理方案。为实验室培养带来更全面的保护。

您的实验数据是否无法重复? 细胞生长缓慢? 形态异常? 表达降低?

赶快排除实验室最常见的支原体污染吧!

用传统的方法检测支原体污染常常需要耗费大量的时间和精力,同时,一些支原体常常无法检测出来。BIOIND 研制出支原体污染快速检测试剂盒。大大提高了检测的速度和准确率,且操作手段极其简便。通过 PCR 法,只需几个小时即可获得结果,因为支原体可以很容易地通过检验电泳中的 DNA 条带来确认。即用型优化 PCR 反应试剂包含用来直接上样到琼脂糖胶上的底物,可以检测所有已发现的污染细胞的支原体。

什么时候需要检测支原体? * 新细胞进入实验室 * 液氮保存前
* 定期每 2-3 个月 * 发现污染后每周 * 发现细胞特性发生改变或实验无法重复

EZ-PCR Mycoplasma Test Kit——支原体快速检测试剂盒		品牌
20-700-20	电询 / 20 assays	可检测 14 种支原体, 单一 PCR 条带 (270bp) 即可判定结果, 盒内带阳性对照



怎样来预防? 杀细胞于无形的凶手——支原体!!!!

细胞培养中的急性污染往往容易察觉,而支原体则像慢性毒药一样,杀细胞于无形,除了非常有经验的老手,很多实验人员都察觉不到支原体的污染。但是支原体污染发生的概率>50%!!!!

IC-110100 Pharmacidal ——支原体、细菌、真菌、病毒污染预防喷壶	规格	特价	品牌
它的活性成分是四苯甲基化物,不含汞,甲醛,苯酚或酒精。无毒的,可以生物降解的。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。实验室物体表面(如门,窗,二氧化碳培养箱内外等)喷洒,以防止支原体污染。 方法: 每两星期喷洒一次正在使用的培养箱。(喷洒前不需要清空培养箱) 无菌工作台每天喷一次,或者不同工作人员每次使用前喷一次。	1L 喷壶装 5L 补充装	电询	BI Biological Industries Culture of Excellence
01-867-1B Aquaguard-1 100X 支原体、细菌、真菌预防试剂,消毒溶液(用于 CO2 培养箱水盘)	100ml	电询	BI Biological Industries Culture of Excellence
方法: 每 2-4 周更换一次消毒过的水,用量 1 升水加 10ml Aquaguard-1。			
01-916-1E Aquaguard-2 50X 支原体、细菌、真菌预防试剂,消毒溶液(用于普通水浴锅)	50ml	电询	BI Biological Industries Culture of Excellence
方法: 每 4-6 周将水浴中的水彻底更换一次,用量 1 升水加 2ml Aquaguard-2。			
ant-mpp Plasmocin prophylactic Removal agent to prevent mycoplasma conta 支原体预防	25mg =10X1ml	电询	InvivoGen
方法: 作用浓度为 5µg/ml 作用于常规的细胞培养基(500x 稀释)			

拿什么拯救你,我的细胞?

如果您的细胞不幸感染了支原体,并且您的样品又非常稀有和珍贵,那只能尽力抢救了!

由于支原体特殊的生物学特性,传统抗生素对支原体污染已不能奏效。

BIOIND 经过多年的研究和临床验证,生产出有效的支原体专用抗生素。

经过验证,以下三者结合,覆盖了抗生素的三大类,能去除 90%的支原体!



货号	品名	描述	规格	报价	品牌
03-036-1D	BIOMYC-1 100X	泰妙菌素,由真菌 pleurotus mutilus 产生	10ml	电询	BI Biological Industries Culture of Excellence
03-037-1D	BIOMYC-2 100X	二甲胺四环素,四环素衍生物	10ml	电询	
03-038-1D	BIOMYC-3 100X	主要成分为氟喹诺酮类的抗生素环丙沙星。许多支原体被证明对 BIOMYC-3 敏感	10ml 20ml	电询	
ant-mpt	Plasmocin™ treatment 1000X	大环内酯类及氟喹诺酮,作用浓度为 25µg/ml,作用于感染的培养细胞基两周(1000x 稀释)	50mg =2X1ml	电询	InvivoGen

Bioind 抗生素使用小贴士: 不能同时使用,而是先后使用。建议平行使用,节省时间。使用比率 100X 稀释 处理周期为 14 天

昆明泽浩科技有限公司 Promega /beckman/Peptrotech /ebioscience /BI / Proteintech---云南总代理

电话: 0871-65100545、65100597

免费订货热线: 400-8700-545

企业 QQ 在线订货: 4008700545

邮箱: admin@kmzehao.com

公司网站: <http://www.kmzehao.com>