

品编号	MA0151	MA0152	MA0153
产品名称	RIPA 裂解液(强)	RIPA 裂解液(中)	RIPA 裂解液(弱)
有效裂解成分	1% Triton X-100 1%脱氧胆酸钠 0.1% SDS	1% NP-40, 0.5%脱氧胆酸钠 0.1% SDS	1% NP-40, 0.25%脱氧胆酸钠
裂解强度	强	中	温和
含蛋白酶抑制剂	是	是	是
含磷酸酯酶抑制剂	是	是	是
主要用途	WB, IP	WB, IP	WB, IP, co-IP

第一步----样品抽提与制备/蛋白酶抑制剂

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销价	品牌
MA0151	RIPA 裂解液(强)	传统的细胞组织快速裂解液。裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 Western、IP 等。使用前需加入蛋白酶抑制剂如 PMSF 或者根据需要再加入亮抑蛋白酶肽 (leupeptin), 抑肽酶 (Aprotinin)等其它抑制剂。 需自备 PMSF	100ml	瓶	电询	美仑生物 MELUN BIOTECH
MA0152	RIPA 裂解液(中)		100ml	瓶	电询	
MA0153	RIPA 裂解液(弱)		100ml	瓶	电询	
MA0156	NP-40 裂解液	主要成分为 50mM Tris(pH7.4), 150mM NaCl, 1% NP-40 以及正钒酸钠, EDTA 等多种抑制剂温和裂解液	100ml 500ml	瓶	电询	
MB9900	Western 及 IP 细胞裂解液	一种在非变性条件下裂解细胞的裂解液,主要成分为 20mMTris (pH7.5), 150mMNaCl, 1% Triton X-100, 以及正钒酸钠, β-glycerophosphate, EDTA, Na3VO4, leupeptin 等多种抑制剂, 需自备 PMSF	100ml	瓶	电询	
MB12703	细胞核蛋白/浆蛋白抽提试剂盒	约 90 分钟就可以完成培养细胞的核蛋白与浆蛋白的分离。抽提得到的蛋白为非变性,有活性,可以用于 Western、EMSA、footprinting、报告基因检测以及酶活力测定等后续操作	50 次	盒	电询	
MA0165	红细胞裂解液(无菌)	用于经酶消化分散的组织细胞的分离纯化,淋巴细胞的分离纯化以及组织细胞蛋白与核酸提取等实验中红细胞的去除。	100ml	瓶	电询	
MA0001	PMSF (100 mM)	苯甲基磺酰氨 蛋白酶抑制剂 , 用于胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶 的抑制剂, 100 mM 贮存液即用即配, 含粉末和配制液 10ml。粉末需溶解在异丙醇或无水乙醇中配制为 100 mM 贮存液	10ml	瓶	电询	
MB1684-1g MB1684-5g	PMSF 粉末		1g 5g	瓶	电询	
MB2641	Sodium orthovanadate 正钒酸钠	磷酸酯酶抑制剂 , 可以抑制 Na ⁺ /K ⁺ ATPase 等 ATPase。常用于抑制蛋白去磷酸化或促进蛋白的磷酸化激活, 在提取细胞或组织蛋白时常用于保持蛋白的磷酸化状态	25g	瓶	电询	
			100g	瓶	电询	
MA0008	即用型 PBS 粉剂	1 袋/2L, 溶解后 pH 在 7.2-7.4 之间, 无悬浮沉淀	可配置 2L	袋	电询	
MB2678	蛋白酶抑制剂 Cocktail	不含 EDTA, 100X DMSO 储液, 6 种广谱蛋白酶抑制剂的混合物	1ml	瓶	电询	
G6521	Protease Inhibitor Cocktail, 50X 蛋白酶抑制剂混合物	蛋白酶抑制剂混合物, 50 X 是针对不同靶标蛋白酶的六种不同蛋白酶抑制剂的混合物。该产品以冻干的形式提供, 可用 100% 乙醇或 DMSO 重悬。	1ml	瓶	电询	Promega
04693124001 铝箔包装	Complete, Mini 蛋白酶抑制剂	含 EDTA, 适用于动物、植物、酵母、细菌样品; 抑制丝氨酸蛋白酶, 半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶	30 片 10ml/片	PK	电询	
04906845001 04906837001 铝箔包装	PhosStopTM 磷酸酶抑制剂	广泛抑制蛋白去磷酸化; 也可有效持续抑制包括酸性和碱性磷酸酶、丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶和酪氨酸蛋白磷酸酶在内的多种磷酸酶	10 片 20 片 10ml/片	PK	电询	Roche

蛋白定量

本促销单所有碧云天品牌产品单次购买金额不足 600 需加 20 元运费

货号	产品名称	规格	单位	报价	品牌
P0010S P0010 P0009	BCA 蛋白浓度测定试剂盒(增强型) ，可以兼容样品中高达 5% 的 SDS、Triton X-100、Tween 20,60,80。检测浓度下限达到 10µg/ml，最小检测蛋白量达到 0.2µg。	200 次微孔板 500 次微孔板 5000 次微孔板	1kit	电询	碧云天 Beyotime
MA0082	BCA 蛋白定量/浓度测定试剂盒 微孔板法的检测范围为 25-1000 µg/ml 最常用，灵敏度高，与 Bradford 法相比，BCA 法的显著优点是不受去垢剂的影响。如果含有金属螯合剂、高浓度还原剂，推荐使用 Bradford 法蛋白定量试剂盒	250 次微孔板 500 次微孔板	1kit	电询	美仑生物 品牌策略 价值缔造
MA0081	Bradford 蛋白定量测定试剂盒 考马斯亮蓝染色法，该方法测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的化学物质的影响，如蛋白还原类物质 DTT、β-巯基乙醇等	1000T	1kit	电询	



样品浓缩、脱盐、更换缓冲液

在组织、细胞的破碎机抽提过程中，蛋白样品往往被稀释，而且带有高盐成分，使其不能直接用于 WB 分析，所以您需要超滤来处理蛋白样品。

选择小软件，敬请咨询



货号	产品名称	规格	处理量	优惠价
UFC5003 倒转离心回收样品	离心超滤管 Amicon Ultra-0.5 适合 1.5ml 离心机转子	单个购买	0.5ml	电询
	Amicon Ultra-0.5 按整包装购买特价 30K 以上价格不同；分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	15-20ul	电询
UFC8003 吸头回收样品	离心超滤管 Amicon Ultra-4 适合 15ml 离心机转子	单个购买	4ml	电询
	Amicon Ultra-4 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	15-70ul	电询
UFC9005 吸头回收样品	离心超滤管 Amicon Ultra-15 适合 50ml 离心机转子	单个购买	15ml	电询
	Amicon Ultra-15 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	200ul	电询
MD34-3.5	USA 透析袋 直径 27、36 mm 可选	(MW):3500	5 米/卷	电询
MD34-7	USA 透析袋 直径 27mm	(MW):7000	5 米/卷	电询
MD34-8	USA 透析袋 直径:21mm、27mm、36mm 可选	8000-14000	5 米/卷	电询
TXJ-5cm	国产透析夹 长度 4、6、8cm 可选		个	电询



超滤管应用领域

- 病毒和噬菌体的浓缩
- 核酸纯化、浓缩及脱盐
- 未结合标记物的去除
- 抗体的快速浓缩
- 样品中去垢剂的去除
- 酶的浓缩、脱盐
- 双向电泳样品的制备
- 尿液的浓缩

第二步-----电泳和转膜、封闭

花 2 小时制胶？漏胶？有残留？快速让您开始蛋白电泳的利器----- ExpressPlus 蛋白预制胶

金斯瑞 (genscript) ExpressPlus™ 蛋白预制胶是高性能的聚丙烯酰胺小型预制胶，专门为较大上样量而设计。其独一无二的胶板设计提供了更好的条带分辨率，并且显著提高了样品在上样孔里的分布状态，使得条带更加均匀。因为 ExpressPlus™ 预制胶的缓冲液为 pH 中性，所以能最大程度地减轻聚丙烯酰胺的水解从而提高凝胶稳定性。不含 SDS 的 ExpressPlus™ 预制胶是 SDS-PAGE 电泳与非变性凝胶电泳理想首选，依赖于采用的运行缓冲液与转移缓冲液。独特的凝胶制造工艺保证批次间优秀的稳定性和可靠的条带分布一致性。ExpressPlus™ 预制胶采用独特配方的 Tris-MOPS 电泳缓冲液能够快速简单的分离蛋白质，便于后续转膜或染色。

bis-tris 缓冲系统—弱酸性环境，最大限度地减少聚丙烯酰胺的降解，提高凝胶稳定性。

简单易用—特殊上样口设计，使用普通 10 µl 移液枪头快速上样。

高分辨率—专有的凝胶灌注技术，蛋白条带分离更为清晰和均一。

高稳定性—每片胶的实验结果十分稳定。

超长保质期—2-8℃可保存 12 个月

货号	产品	孔数	凝胶浓度%	参考分离蛋白分子量	优惠价
MC0001 MC0016、MC0017、MC0018 MC0004、MC0005、MC0006 MC0013、MC0014、MC0015 MC0010、MC0011、MC0012 MC0007、MC0008、MC0009	蛋白电泳预制胶 10 片/盒 单孔最大上样量 30µl 胶板尺寸：10X8X1cm 胶尺寸：80 x 70 x 1mm	10 孔 12 孔 15 孔	梯度 4-20% 梯度 4-12% 梯度 8-16% 固定浓度 8% 固定浓度 10% 固定浓度 12%	250-10 Kda 250 - 20 kda 160-10 Kda 180-20 Kda 160-20 Kda 120-6.5 Kda	电询 美仑生物 品牌策略 价值缔造

2、电泳和转膜、封闭等其他辅助试剂、耗材、配件

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销	品牌
WP002	SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒	用户只需自备制胶器具和蒸馏水, 即可配制 PAGE 胶	30-50 块胶	盒	电询	
MA0071	30% Acr-Bis (29:1)	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1)溶液(30%)	500ML	瓶	电询	
MA0072	40% Acr-Bis (29:1)	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
MA0073	40% Acr-Bis (19:1)	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(19:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
MA0074	40% Acr-Bis (37:5:1)	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(37.5:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
MB2462	丙烯酰胺(超纯)	>99.9,分子生物学专用, 制备聚丙烯酰胺凝胶	500g	瓶	电询	
MB0667	过硫酸铵(APS)	使丙烯酰胺及甲叉丙烯酰胺聚合	100g	瓶	电询	
MA0048	4X0.5M Tris-HCl, pH6.8	采用进口 Tris、浓盐酸配制而成, 常用于蛋白质电泳制胶用缓冲液。	250ml	瓶	电询	
MA0049	4X1.5M Tris-HCl, pH8.8		250ml	瓶	电询	
MA0169	10% SDS	可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等	100ml	瓶	电询	
MB9905	Western 半干法转膜液	(粉剂, 1X 配 1L 溶液), 安全无毒转膜液, 没有使用剧毒的甲醇, 也没有使用其它的有毒试剂。不需要调节 pH 值	1L	瓶	电询	
MB9906	Western 湿转转膜液		1L	瓶	电询	
MA0094	蛋白转移缓冲液 (10x)	蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液	500ml	瓶	电询	
MA0141	20 x TBS 浓缩液	清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体	500ml	瓶	电询	
MA0091	10 X TBST 缓冲液	pH 7.5, 用于清洗 WB 中蛋白印迹膜, 或者配制封闭液	400ml	瓶	电询	
MA0163	考马斯亮蓝染色套装	染色液 100ML+脱色液 500ML 以考马斯亮蓝 R250 为染料	1 套	套	电询	
MA0093	丽春红染色液 5X	猩红, 可逆染色, 检测转膜效率	100ml	瓶	电询	
MB9881	Western 一抗稀释液	稀释后的一抗可以在 4℃ 保存和使用不少于六个月, 可以反复多次使用	100ML	瓶	电询	
MB9888	Western 二抗稀释液	稀释后二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。	100ML	瓶	电询	
MB5175	蛋白印迹膜再生液	洗脱一抗二抗, 用于 WB 中转移了蛋白的膜的重复利用	100ml	瓶	电询	
0332-100g	BSA 牛血清白蛋白	Standard Grade 牛血清白蛋白, 组分 V 封闭用	100g	瓶	电询	Amresco
GC0019	脱脂奶粉	封闭用	400g	包	电询	完达山
26616	预染彩色蛋白 marker	10-180kDa 可用于 50-100 个凝胶泳道, 5-10μl/ 泳道 10 bands (10, 15, 25, 35, 40, 55, 70, 100, 130, 180 kDa)	2x250 μl	PK	电询	ThermoFisher SCIENTIFIC
26617			10X250ul			
26625	预染彩色蛋白 marker	40-300kDa (40, 50, 70, 100, 130, 180, 250, 300 kDa)	2x250 μl	PK	电询	
165-3354	Mini-PROTEAN Comb 梳子	0.75mm 10 孔梳子 33ul 上样量	5 把/包	包	电询	BIO-RAD
165-3355		0.75mm 15 孔梳子 20ul 上样量				
165-3359		1.0mm 10 孔梳子 44ul 上样量				
165-3360		1.0mm 15 孔梳子 26ul 上样量				
165-3310	Mini-ProteanPlates 带间隔条的厚玻璃板	边条外板 0.75mm 边条	5 片/包	包	电询	BIO-RAD
165-3311		边条外板 1.0mm 边条				
165-3308	Short Plates 短玻璃板	7X10cm	5 片/包	包	电询	
170-3965	半干转用加厚滤纸	规格 7.5X10cm	60 片/盒	盒	电询	
170-3932	湿转用厚滤纸	规格 7.5X10cm	50 片/盒	盒	电询	
3030-861	3MM 杂交滤纸	厚 0.34mm 规格 20x20cm	100 片/盒	盒	电询	Whatman

3、Millipore 转印膜

纤维素膜原理为静电吸附。PVDF 膜原理为疏水作用, 蛋白吸附更强, 提高了检测的灵敏度。膜染色性能好, 抗溶剂能力强, 方便做多轮杂交。与多数染色法和检测方法都兼容。

货号	产品名称	规格 cm	单位	优惠价
HATF00010	Immobilon - NC 膜, 混合纤维素酯转印卷膜	30×300	1 卷	电询
IPVH00010	immobilon-P 疏水性 PVDF 转印卷膜 0.45um	26.5×375	1 卷	电询
IPVH00010-C	适用于免疫印迹、斑点印迹及蛋白>20kDa	15X13.25	1 片	电询
ISEQ00010	immobilon-PSQ 疏水性 PVDF 转印卷膜 0.22um	26.5×375	1 卷	电询
ISEQ00010-C	适用于分子量<20Kda 蛋白的 Western	15X13.25	1 片	电询



第三步----抗体孵育和检测

一抗、二抗、内参、标签抗体首荐品牌



云南独家总代 一周到货, 无果立退

货号	产品名称		应用	报价	优惠价		
各种一抗	敬请咨询 或登录 http://www.ptglab.com/ 荣获 CiteAb 2016 年度最佳抗体验证开拓奖 被引用 SCI 文献已超过 20000 多篇.....		提供专刊: CD 分子相关、凋亡相关、自噬相关、肿瘤相关、干细胞相关等	980 元/50ul 1800 元/100ul 2500 元/150ul	电询		
SA00001-1	HRP- Goat Anti-Mouse IgG (H+L) 二抗		ELISA, WB, IHC/ICC 更多种属二抗、更多酶标二抗 (HRP、AP、Biotin)、更多荧光素标记二抗 (红色、绿色、蓝色) 敬请咨询....	160 元/100ul 648 元/500ul 现货供应	电询		
SA00001-2	HRP- Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) 二抗						
SA00001-4	HRP- Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) 二抗						
SA00001-15	HRP-Goat Anti-Rat IgG (H+L) 二抗						
60008-1-Ig 66009-1-Ig 20536-1-AP	鼠单抗 鼠单抗 兔多抗	Beta-actin 内参抗体 分子量 43kDa, 适用胞浆和全细胞	WB 稀释比 1:2000-1:20000 WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:500-1:5000	600 元/50ul 980 元/100ul 4000 元/500ul 6000 元/1ml 现货供应	电询		
60004-1-Ig 10494-1-AP	鼠单抗 兔多抗	GAPDH 内参抗体 分子量 30-40kDa	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:2000-1:20000				
66031-1-Ig 11224-1-AP	鼠单抗 兔多抗	tubulin-Alpha 内参抗体 分子量 55kDa	WB 稀释比 1:2000-1:10000 WB 稀释比 1:500-1:5000				
66005-1-Ig 10001-0-AP	鼠单抗 兔多抗	6*His tag 标签抗体 应用范围: WB, IP, ELISA	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:1000-1:5000				
66001-1-Ig 10000-0-AP	鼠单抗 兔多抗	GST tag 标签抗体 应用范围: WB, IP, ELISA	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:1000-1:5000				
HRP 标记内参、标签抗体	鼠单抗	HRP 标记 Beta-actin、GAPDH、tubulin-Alpha 内参抗体 HRP 标记 GST tag、GFP tag、6*His tag 标签抗体				720 元/50ul 1200 元/100ul	电询

以上内参和标签抗体均可提供 HRP 直接标记的, 另可提供多个品牌抗体敬请咨询! 可告知抗体的条件帮查询适合的产品!




化学发光底物

货号	产品名称	规格	单位	特价	品牌
B500022 B500023	超敏 ECL 化学发光检测试剂盒 高灵敏, 检测达 pg 级别, 发光信号强烈持久, 可使用 X 光片曝光或其他成像方法 (荧光或化学发光成像仪) 检测	100ml 200ml	1 套	电询	PROTEINTECH GROUP
WBKLS0100 WBKLS0500	Immobilon Western HRP 化学发光底物	100ml 500ml	1 套	电询	M

显色、显影等其他辅助试剂

货号	产品名称	规格	包装	报价	品牌
XBT-1	医用 X 射线胶片 12.7X17.8cm	5X7in 100 片/盒	1 盒	电询	柯达 Carestream
GC010A	曝光暗盒	5X7in / 8X10in 可选	1 个	电询	国产
S3841	WesternBlue BCIP/NBT	AP 显色底物	100ml	电询	Promega
MB9896-3ml MB9896-10ml	DAB 显色试剂盒(20x)	HRP 显色底物 1:1 混合使用, 膜显色	3ml 10ml	电询	美仑生物
WB027	X 光片背景去除液	去除高背景, 阴影	200ml	电询	M
DY01 / XY01	显影粉 / 定影粉	配 1L 工作液	1 包	电询	MULTISCIENCE
GC210	显影液定影液套装	含显影定影各 20L	套	电询	乐凯



云南泽浩商贸有限公司 Promega / BI / Peptrotech / ebioscience / Proteintech / 美仑等---云南总代理

电话: 0871-65100545、65100597 免费订货热线及企业 QQ 服务号: 400-8700-545

邮箱: admin@kmzehao.com 公司网站: <http://www.kmzehao.com>

